



Be Right™



Solución de limpieza de electrodos para la unión de diafragma/punta porosos, 250 mL

de producto:

C20C380

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Solución de limpieza de electrodos para la limpieza del diafragma/pin poroso de pH/metal para eliminar obstrucciones/depósitos/precipitado de sulfuros o AgCl.

Especificaciones

Cantidad:	250 ml
Descripción:	Limpieza de diafragma/pin poroso
Fórmula:	TIOUREA
Tipo solución:	Limpieza