



Solución tampón, pH 9,23, 500 mL

de producto:

S11M011

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH con certificado de análisis*. Tampón de pH incoloro, solución de pH 9,23 ± 0,02 a 25 °C. Botella de 500 mL

*Disponible para descargar en www.es.hach.com: menú Servicios, Certificado de análisis; se necesita el número de referencia del producto y el número de lote.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	9,23 ± 0,02 pH a 25 °C
¿Codificada por colores?:	No