



Be Right™



## Paquete de neutralización de muestras, analizador de metales HSA-1000

# de producto: 5040500

**ARTICULO OBSOLETO**

Este artículo ya no esta disponible.

Paquete de neutralización de muestras para el analizador de metales HSA-1000. Acidifica las muestras de pH inferior a 2 para garantizar que los metales permanecen en la solución. El paquete de neutralización de muestras se utiliza para neutralizar muestras almacenadas antes del análisis.

Contiene: indicador de naranja de metilo 1 %, 10 mL, frasco cuentagotas, hidróxido de sodio 1,5 M, 60 mL frasco cuentagotas, 20 mL tubos de muestra con tapones de rosca (cant. 8).