



Be Right™



Kit de pruebas de nueve parámetros, Modelo FF-1A

de producto: 243002
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 3 días

Mantener una buena calidad del agua es crucial para una producción pesquera rentable. En muchos casos, la disponibilidad y el costo del seguro "de la cosecha" están directamente relacionados con los programas de pruebas. Este kit utiliza la titulación por conteo de gotas y métodos de discos de colores para entregar resultados rápidos

Esta alternativa económica incluye nueve pruebas básicas de calidad del agua

Se entregan los reactivos y el equipo para titulación por conteo de gotas y medición colorimétrica usando discos de color de gradiente continua

Especificaciones

Aplicación: Acuaculture
Plataforma: Discos de Color

Contenido de la caja

Incluye 17 reactivos, un tubo de medición, cortadores, una caja de comparación de color, una botella BOD, una botella mezcladora, un cuentagotas, dos tubos plásticos, tres discos de color, un termómetro, instrucciones y una caja de transporte.