



Test kit, acuicultura de agua salada, modelo FF-3

de producto:

243003

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Mantener una buena calidad del agua es esencial para una producción rentable de pescado. En muchos casos, la disponibilidad y el coste del seguro de "cría" están directamente relacionados con los programas de pruebas.

Se ha diseñado para satisfacer las demandas de aplicaciones de agua salada especializadas

Cada kit incluye los utensilios y los reactivos necesarios para medir 10 parámetros críticos mediante un valorador digital, y los métodos de valoración y disco de color

Se han diseñado dos tests, un práctico test de valoración de cloruro y otro de nitrógeno amoniacal, exclusivamente para este kit

Especificaciones

Aplicación:	Acuicultura
Modelo:	FF-3
Plataforma:	Valorador Digital