



Test kit para ácido cianúrico, modelo CY-3

de producto: 185102
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Se utiliza un agente estabilizador de cloro y de ácido cianúrico para el tratamiento de piscinas. El test kit para ácido cianúrico mide la turbidez que se forma en proporción a la concentración de ácido cianúrico, después de añadir el reactivo. Contiene 100 tests.

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación:	Piscinas y spa
Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, cilindro graduado, celda de muestra con tapa, varilla de medición, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	20
Método:	Turbidimetría
Modelo:	CY-3
Modelo de Test Kit:	CY-3
Número de tests:	100
Parámetro:	Ácido cianúrico
Peso de envío (libras):	2
Rango de medición:	20 - 100 mg/L
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, cilindro graduado, celda de muestra con tapa, varilla de medición, instrucciones y caja de transporte.