



Be Right™



Test kit para dureza, hierro y pH, modelo HA-62A

de producto:

183701

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Modelo HA-62A

Un test kit multiparamétrico para dureza, hierro y pH que ofrece una forma sencilla y rentable de determinar la calidad del agua.

Los tests más conocidos incluidos en un maletín de transporte protector y práctico de Hach a un precio excepcional.

Utiliza un disco de color y métodos de valoración por recuento de gotas

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Modelo:	HA-62A
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, Iron, and pH (6.6-8.4)
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4