



Be Right™



Test kit, disco de color para dureza y hierro, modelo HA-77

de producto: 202300
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El test kit para dureza y hierro es el que debe utilizar en caso de que necesite una mejor exactitud que la que ofrece un test en cubeta. Con la valoración por recuento de gotas y la colorimetría con discos de color, este kit incluye 100 tests.

El kit ideal para obtener más resolución en un test visual

Métodos de valoración por recuento de gotas y de disco de color económicos y fáciles de utilizar

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Modelo:	HA-77
Parámetro:	Hardness and Iron
Plataforma:	Discos de Color