



Be Right™



Test kit, aguas superficiales

de producto: 2559800
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Como herramienta ideal para la supervisión de fuentes de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, este kit utiliza los métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color para proporcionar tests económicos y fáciles de usar de amoníaco, cloro, pH, nitrato, oxígeno disuelto, fósforo y temperatura. El kit robusto y ligero incluye el práctico medidor de pH Pocket Pal y todos los utensilios y reactivos necesarios para realizar las pruebas.

Herramienta ideal para plantas locales e industriales de tratamiento de aguas residuales

Utiliza métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color para proporcionar tests económicos y fáciles de usar de amoníaco, cloro, pH, valoración, oxígeno disuelto, fósforo y temperatura.

El kit robusto y ligero incluye el práctico medidor de pH Pocket Pal™ y todos los utensilios y reactivos necesarios

Especificaciones

Aplicación:	Aguas superficiales
Número de tests:	100
Plataforma:	Discos de Color