



Be Right™



## Test kit, disco de color para hierro y pH, modelo IR-23

# de producto:

256200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Con el método de disco de color sencillo y exacto, este test kit de calidad del agua para pH y hierro ofrece una medición exacta e in situ de dos parámetros importantes para ayudar a mantener la calidad del agua en el rango deseado. Rango: 0 - 10 mg/L/4 - 10 unidades de pH.

**Utiliza el método de disco de color para proporcionar una medición in situ y exacta de dos parámetros importantes a fin de ayudar a mantener la calidad del agua en el rango deseado**

---

### Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Modelo:	IR-23
Parámetro:	Iron and pH
Plataforma:	Discos de Color