



Test kit de muestras de alta gama para el acondicionamiento del agua, modelo AD-16E

de producto:

148410

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Se ha diseñado para mejorar sus capacidades de análisis, el test kit de muestras más completo de Hach para el acondicionamiento del agua incluye tests y muestras para siete parámetros fundamentales de calidad del agua. Hay disponible un test kit opcional para la regeneración de descalcificador (ref. 2666000).

Utiliza disco de color y métodos de valoración por recuento de gotas

Además del consumo de jabón y las muestras de descalcificador, incluye tests para medir el hierro, el pH y el nitrato

También incluye el medidor de sólidos disueltos totales (SDT) Pocket Pal™

Viene completo con un resistente maletín de transporte e incluye un tubo de observación, un descalcificador de agua y un gabinete con compartimentos para reactores con el fin de mantener los reactivos bien organizados

Especificaciones

Aplicación:	Muestra
Modelo:	AD-16E
Plataforma:	Discos de Color