



Phosphorus, Orthophosphate (Reactive) Test Kit, Model PO-19A

de producto:

224801

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
Método:	Disco de color/Ácido ascórbico
Modelo:	PO-19A
Modelo de Test Kit:	PO-19A
	(incluye filtrado para muestras turbias).
Número de tests:	100
Parameter:	Phosphorus
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO_4^{3-}
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 4 mg/L PO_4
Rango estándar:	0 - 0.8 mg/L PO_4 ; 0 - 4 mg/L PO_4 ; 0 - 40 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	F