



Kit de prueba de disco de colores para hierro, modelo IR-18

de producto:

146400

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Mediante el sencillo método de disco de colores, este kit mide el hierro (medio rango - 0,1-5 mg/L), el cual contiene 100 pruebas.

El sencillo y económico método de discos de colores es el método de kit de prueba visual más preciso

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Modelo:	IR-18
Modelo de Test Kit:	IR-18
Número de tests:	100
Parameter:	Iron
Parámetro:	Iron, medium range - as Fe
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Medium Single Range
Rango estándar:	0 - 4 mg/L Fe
Tipo:	Métrica simple
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.