



## Kit de prueba de disco de colores para hierro, modelo IR-18B

# de producto:

146401

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Mediante el sencillo método de disco de colores, este kit mide el hierro (medio rango - 0.2-7 mg/l), el cual contiene 100 pruebas.

**El sencillo y económico método de discos de colores es el método de kit de prueba visual más preciso**

**El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo**

### Especificaciones

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido de la caja: | Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte. |
| Incremento mínimo:    | 0.25                                                                                                                           |
| Método:               | Color disc/<br><br>1,10 Phenanthroline                                                                                         |
| Modelo:               | IR-18B                                                                                                                         |
| Modelo de Test Kit:   | IR-18B                                                                                                                         |
| Número de tests:      | 100                                                                                                                            |
| Parameter:            | Iron                                                                                                                           |
| Parámetro:            | Iron, medium range - as Fe                                                                                                     |
| Plataforma:           | Discos de Color                                                                                                                |
| Rango de medición:    | High Single Range                                                                                                              |
| Rango estándar:       | 0.25 - 7 mg/L Fe                                                                                                               |
| Tipo:                 | Métrica simple                                                                                                                 |
| Tpo de carcasa:       | B                                                                                                                              |

### Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.