



Kit de prueba de disco de colores para hierro, Modelo IR-18A

de producto:

146500

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Este kit utiliza el sencillo método de disco de colores para hierro (Rango -0,02 a 1 mg/L) y contiene 100 pruebas.

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.02
Método:	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Modelo:	IR-18A
Modelo de Test Kit:	IR-18A
Número de tests:	100
Parameter:	Iron
Parámetro:	Iron, medium range - As Fe
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Low Single Range
Rango estándar:	0.02 - 1.00 mg/L Fe
Tipo:	Métrica simple
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.