



## Test kit de disco de color para cromo, modelo CH-8

# de producto:

183400

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El cromo, que se suele utilizar como inhibidor de corrosión en torres de refrigeración y en sistemas de refrigeración de motor, también se utiliza en acabados de superficie, curtido de piel y otras industrias. La forma más utilizada, el cromo hexavalente, es muy tóxica y se establecen límites estrictos en las descargas. Con el método de disco de color para determinar el cromo (Rango: 0,1 - 1,5 mg/L), este kit incluye 100 tests.

**El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso**

**El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo**

---

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0,1
Método:	disco de color/ Difenilcarbazida
Modelo:	CH-8
Modelo de Test Kit:	CH-8
Número de tests:	100
Parameter:	Chromium Hexavalent
Parámetro:	Cromo, rango bajo: como Cr hexavalente
Peso de envío (libras):	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1.3 Cr <sup>6+</sup>
Tpo de carcasa:	D