



Be Right™



## Kit de prueba de detergentes, Modelo DE-2

# de producto:

143203

USD Precio:

Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



La presencia de detergentes en las aguas superficiales o subterráneas es señal de contaminación industrial o domiciliaria. En las aguas naturales, los detergentes aniónicos LAS y ABS provocan la formación excesiva de espuma, producen sabores y olores indeseados, promueven el crecimiento de organismos causantes de enfermedades y tienden a matar la vida acuática. El método simple y de bajo costo de este disco de color es el método visual más preciso.

**El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto**

**Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar**

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cuatro reactivos, un dedal, dos tubos de prueba, un bulbo de goma, dos tubos de vidrio, lana de vidrio, un cuentagotas, dos tapones, una caja de comparación de color, un disco de color, instrucciones y una caja de transporte.
Método:	Color disc/  Toluidine blue-O Chloroform
Modelo:	DE-2
Modelo de Test Kit:	DE-2
Número de tests:	32
Parámetro:	Detergents - As LAS and/or ← ABS detergents
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1.2 mg/L LAS
Tpo de carcasa:	Q

### Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, un dedal, dos tubos de prueba, un bulbo de goma, dos tubos de vidrio, lana de vidrio, un cuentagotas, dos tapones, una caja de comparación de color, un disco de color, instrucciones y una caja de transporte.