



Be Right™



## TEST KIT, CO-1 COLOR 0-500 TEST KIT, CO-1 COLOR 0-500

# de producto: 223400  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

La prueba de color Hach interpreta el color aparente que crean las sustancias disueltas que pueden indicar contaminación industrial, agrícola o natural.

**El kit de discos de color interpreta el color aparente creado por las sustancias disueltas que pueden indicar contaminación industrial, agrícola o natural**

### Medición de rango dual

---

## Especificaciones

Incremento mínimo:	5 units
Método:	Disco de color/ Platino APHA – Cobalto estándar
Modelo:	CO-1
Modelo de Test Kit:	CO-1
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = $\mu\text{g/l}$ ; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	No Limit
Parameter:	Color
Parámetro:	Color: como unidades de color
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 100 unidades
Rango estándar:	0 - 100 units; 0 - 500 units
Tpo de carcasa:	D