



Be Right™



Kit de pruebas de discos de color de manganeso, modelo MN-PAN

de producto:

2350800

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



El manganeso causa un sabor amargo en el agua, y en concentraciones superiores a 0,1 mg / L, causa manchas desagradables en la ropa y en las instalaciones de plomería. El control de manganeso también es importante en las industrias de bebida, papel y textiles, y en la producción de colorante y procesamiento de alimentos. Utilizando el sencillo método de disco de color, este kit mide manganeso (rango: 0.05-0.7 mg/L) y contiene 50 pruebas.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.05
Método:	Color disc/PAN
Modelo:	MN-PAN
Modelo de Test Kit:	MN-PAN
Número de tests:	50
Parameter:	Manganese
Parámetro:	Manganese - As Mn
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.70 mg/L Mn
Rango estándar:	0 - 0.70 mg/L Mn
Tpo de carcasa:	D