



Be Right™



Test kit para triazol, modelo TZ-1, con lámpara UV de 230 V CA y fuente de alimentación

de producto: 2167502
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



Un mantenimiento adecuado y la rentabilidad del funcionamiento de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un equilibrio minucioso entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Con el método de disco de color, este kit incluye 50 tests.

Mide la corrosión común y el inhibidor de crecimiento biológico con el sencillo método de disco de color

Digestión de la lámpara UV

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Fuente de alimentación:	230 Vac UV Lamp and Power Supply
Incremento mínimo:	0,5
Método:	Disco de color/ Fotólisis por UV (230 V CA, 50 Hz)
Modelo:	TZ-1
Modelo de Test Kit:	TZ-1
Número de tests:	50
Parámetro:	Triazol: como benzotriazol
Peso de envío (libras):	12
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 15,0 mg/L
Tpo de carcasa:	F