



## Kit de prueba de disco de colores para hierro, Modelo IR-21

# de producto:

2299300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El kit de prueba de hierro de disco de colores/TPTZ de rango bajo contiene 100 pruebas.

**Método de disco de colores sencillo y rápido.**

**El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.01 0.05
Método:	Color disc/TPTZ
Modelo:	IR-21
Modelo de Test Kit:	IR-21
Número de tests:	100
Parameter:	Iron TPTZ
Parámetro:	Iron, low range - As Fe**
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 2.0 mg/L Fe
Rango estándar:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Tipo:	Doble Métrica
Tpo de carcasa:	D

---

### Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.