



## Kit de prueba de disco de colores para hierro, Modelo IR-24

# de producto:

255600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Este kit, que utiliza el método de disco de colores para determinar el rango bajo como Fe, contiene 100 pruebas.

**El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto**

**El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno**

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.002
	0.01
Método:	Color disc/FerroZine
Modelo:	IR-24
Modelo de Test Kit:	IR-24
Número de tests:	100
Parameter:	Iron Ferrous
Parámetro:	Iron
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.2 mg/L Fe
Rango estándar:	0 - 0.2 mg/L Fe; 0 - 1.0 mg/L Fe
Tipo:	Doble Métrica
Tpo de carcasa:	D

### Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.