



Be Right™



## Kit de pruebas de discos de color de hierro (ferroso), modelo IR-18C, de 0,2 a 7 mg/L

# de producto:

2667200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Los discos de color de Hach, que son el método de kit de pruebas visuales más preciso, brindan comparaciones rápidas y exactas. Rango: de 0,2 a 7,0 mg/L. Contiene 100 pruebas.

### Método simple y rápido de discos de color

El resistente kit de pruebas contiene todos los reactivos y aparatos requeridos para realizar análisis de campo.

---

## Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.2
Método:	Color disc/  1,10 Phenanthroline
Modelo:	IR-18C
Modelo de Test Kit:	IR-18C
Número de tests:	100
Parameter:	Iron Ferrous
Parámetro:	Iron, medium range - As Fe <sup>2+</sup>  (ferrous iron)
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	High Single Range
Tipo:	Métrica simple
Tpo de carcasa:	B

---

## Contenido de la caja

Incluye un reactivo, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, vial, instrucciones y caja de transporte.