



Be Right™



TEST KIT, GT-1 GLUTARALDEHIDO Glutaraldehído, Test Kit (Modelo GT-1)

de producto:

2587200

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Desde los campos de petróleo hasta las torres de refrigeración, desde hospitales a fábricas de alimentos, desde granjas de aves de corral a consultorios dentales, el test de glutaraldehído de Hach puede ayudar a controlar los procesos de desinfección en estas aplicaciones. El test kit mide de 0,5 a 4000 ppm de glutaraldehído.

Ayuda a controlar los procesos de desinfección

Método de discos de color, simple y económico. Es el método visual más preciso

Obtenga unos resultados rápidos con el test kit fácil de llevar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.5
Método:	Disco de color
Modelo:	GT-1
Modelo de Test Kit:	GT-1
Número de tests:	100
Parameter:	Glutaraldehyde
Parámetro:	Glutaraldehído
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	1 - 2800 mg/L multiple ranges
Rango estándar:	1 - 2800 mg/L multiple ranges
Tpo de carcasa:	Q