



Test kit para fósforo y ortofosfato (reactivo), modelo PO-14

de producto:

147500

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
	1
Método:	Disco de color/estaño
Modelo:	PO-14
Modelo de Test Kit:	PO-14
Número de tests:	100 C**
Parameter:	Phosphorus
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO_4^{3-}
Peso de envío (libras):	2,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 44 mg/L PO_4
Rango estándar:	0 - 4.4 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	D