



## Kit de prueba de disco de colores para dióxido de cloro, Modelo CLD-2

# de producto:

2842800

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Controle los niveles de ClO<sub>2</sub> en terreno con el NUEVO kit de prueba para dióxido de cloro. El kit de prueba para dióxido de cloro utiliza el método de DPD, que es fiable y está aceptado por la EPA, para controlar la concentración de ClO<sub>2</sub> al mismo tiempo que elimina la interferencia del cloro mediante la adición de glicina.

**Método simple y económico para mantener niveles óptimos de dióxido de cloro en la planta**

**Aceptado por USEPA para aguas residuales y agua potable**

**Aprobado por algunos estados para agua potable en condiciones específicas (consulte al organismo fiscalizador)**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye dos reactivos, tubo, caja de comparación de color, discos de color, hojas de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color Disc/DPD
Modelo:	CLD-2
Modelo de Test Kit:	CLD-2 <sup>2</sup>
Número de tests:	100
Parameter:	Chlorine Dioxide
Parámetro:	Chlorine Dioxide
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 2.0 ppm ClO <sub>2</sub>
Rango estándar:	0 - 2.0 ppm ClO <sub>2</sub>
Tpo de carcasa:	D

---

### Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, tubo, caja de comparación de color, discos de color, hojas de instrucciones y caja de transporte.