



Be Right™



Kit de pruebas de discos de color de nitrógeno, nitrato, modelo NI-14

de producto:

1416100

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días

Peligroso



Utilizando el método simple de discos de color, este kit mide el nitrógeno, nitrato como NO₃ y contiene 50 pruebas.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.02
	0.2
Método:	Color disc/ Cadmium reduction
Modelo:	NI-14
Modelo de Test Kit:	NI-14**
Número de tests:	50
Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Parámetro:	Nitrogen, Nitrate - As NO ₃ ⁻ -N
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Rango estándar:	0 - 1 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, instrucciones y caja de transporte.