



Be Right™



## Test kit para nitrato, modelo NI-11

# de producto:

146803

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Uno de los test kits más conocidos de Hach, utiliza el sencillo método de disco de color de bajo coste.

**Uno de los kits de pruebas más populares de Hach**

**El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso**

**Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte**

---

### Especificaciones

Incremento mínimo:	1,0
Método:	Disco de color/ Reducción de cadmio
Modelo:	NI-11
Modelo de Test Kit:	NI-11**
Número de tests:	100
Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Parámetro:	Nitrógeno, Nitrato: como NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N
Peso de envío (libras):	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Single Range
Rango estándar:	0 - 40 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N
Tpo de carcasa:	B