



## Test kit para nitrito y nitrógeno, modelo NI-15

# de producto:

2182000

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso.

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0,01
Método:	Disco de color/diazotización
Modelo:	NI-11
Modelo de Test Kit:	NI-15
Número de tests:	100
Parameter:	Nitrite
Parámetro:	Nitrógeno, nitrito, rango bajo: como $\text{NO}_2^-$ -N
Peso de envío (libras):	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Single Range
Rango estándar:	0 - 0.40 mg/L $\text{NO}_2^-$ -N
Tpo de carcasa:	D