



Kit de pruebas de nitrógeno y amoníaco, modelo NI-SA

de producto:

2428700

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días

Peligroso



El método de discos de color de este kit, diseñado para realizar pruebas de amoníaco en agua dulce o agua de mar, ofrece resultados de bajo costo, rápidos y fiables en un formato fácil de transportar.

Diseñado para realizar pruebas de amoníaco en agua dulce o agua de mar.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

Obtenga resultados rápidos con un kit de pruebas fácil de transportar

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tubo de visualización, caja de comparación de color, tapón, reactivos, disco de color, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color disc/Salicylate
Modelo de Test Kit:	NI - SA
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrogen, Ammonia, mid range - For freshwater or seawater**
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 2.4 mg/L NH ₃ -N
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tubo de visualización, caja de comparación de color, tapón, reactivos, disco de color, hoja de instrucciones y caja de transporte.