



Kit de prueba de pH, pH 5,5 a 8,5, Modelo 17F

de producto:

147006

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1 pH
Método:	Color disc/ Bromthymol blue
Modelo:	17F
Modelo de Test Kit:	17F
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, mid range
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	5.6 - 8.4 pH
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.