



Kit de pruebas de pH de 6,5 a 8,5 pH, modelo 17H

de producto: 147008
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

Obtenga resultados rápidos con un kit de pruebas fácil de transportar

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1 pH
Método:	Color disc/Phenol red
Modelo:	17H
Modelo de Test Kit:	17H
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, mid range
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	6.6 - 8.4 pH
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.