



Be Right™



## Test kit para pH, 7,4 - 9,6, modelo 17J

# de producto:

147009

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

**El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso**

**Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte**

---

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0,1 de pH
Método:	Disco de color/azul de timol
Modelo:	17J
Modelo de Test Kit:	17J
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, rango medio
Peso de envío (libras):	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	pH 7,4 - 9,6
Tpo de carcasa:	B