



Be Right™



## Test kit para fosfonato, modelo PN-10, con lámpara UV de 230 V CA y fuente de alimentación

# de producto:

2113302

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días

Peligroso



Un mantenimiento adecuado y la rentabilidad del funcionamiento de las calderas y torres de refrigeración modernas requiere un equilibrio minucioso entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Contiene 100 tests.

**Método de disco de color sencillo y rápido**

**La digestión de la lámpara UV convierte los fosfonatos en fosfato reactivo**

**Controle la concentración de fosfonato para ahorrar costes en productos químicos**

**El reactivo PhosVer 3 fiable de Hach ofrece resultados en menos de 15 minutos.**

**El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo**

### Especificaciones

Fuente de alimentación:	230 Vac UV Lamp and Power Supply
Incremento mínimo:	1
Método:	Disco de color/Fotólisis por UV (230 V CA, 50 Hz)
Modelo:	PN-10
Modelo de Test Kit:	PN-10
Número de tests:	0 - 100
Parámetro:	Fosfonato: como $PO_4^{3-}$
Peso de envío (libras):	11,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 100 mg/L $PO_4$
Tpo de carcasa:	F