



## Kit de pruebas de disco de color de cobre, modelo CU-5

# de producto:

1421300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponibles

Peligroso



El cobre puede estar en aguas naturales y residuales en la forma de sal soluble o de sólidos suspendidos. Es esencial para plantas y animales en pequeñas cantidades, y las concentraciones que superen 0,1 mg/L son útiles para controlar el crecimiento de algas y plancton. Las cantidades van desde

**El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.**

**El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye un reactivo, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color-disc/Bicinchoninate
Modelo:	CU-5
Modelo de Test Kit:	CU-5
Número de tests:	100 F
Parameter:	Copper (free)
Parámetro:	Copper - As free Cu
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 4 mg/L Cu
Rango estándar:	0 - 4 mg/L Cu
Tpo de carcasa:	B

---

### Contenido de la caja

Incluye un reactivo, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.