



Kit de prueba de dureza (total), modelo 5-EP MG-L

de producto:

145401

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Kit de prueba de titulación de conteo de gotas/EDTA de dureza total con rango de 20-400 mg/L; contiene 100 pruebas.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye dos reactivos, botella, tubo de medición, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	20
Método:	Drop count titration/ EDTA-powder pillows
Modelo de Test Kit:	5-EP MG-L
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, total - As CaCO_3
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	20 - 400 mg/L CaCO_3
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, botella, tubo de medición, hoja de instrucciones y caja de transporte.