



Kit de prueba de oxígeno disuelto, modelo OX-2P

de producto:

146900

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Por lo general, los niveles bajos de oxígeno disuelto en los sistemas de aguas superficiales indican un estado grave de contaminación. Si bien, en cantidades apropiadas, es fundamental para la vida piscícola, el oxígeno disuelto debe excluirse del agua de alimentación de calderas para evitar la corrosión. Este kit emplea la titulación por conteo de gotas y contiene 100 pruebas. Método / Química: conteo de gotas

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cuatro reactivos, tubo de medición, botella, botella BOD, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.2
Método:	Drop count titration/ Modified Winkler
Modelo de Test Kit:	OX-2P
Número de tests:	100
Parámetro:	Dissolved Oxygen - As DO
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	0.2 - 4.0 mg/L & 1 - 20 mg/L O ₂
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, tubo de medición, botella, botella BOD, hoja de instrucciones y caja de transporte.