



Kit de prueba de sulfito, modelo SU-5

de producto:

148002

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Este kit contiene 100 pruebas y emplea la titulación por conteo de gotas / iodométrica para realizar determinaciones de sulfito.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tres reactivos, frasco, botella, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	1
	10
Método:	Drop count,
	titration Iodometric
Modelo de Test Kit:	SU-5
Número de tests:	100
Parámetro:	Sulfite
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	1.0 - 20 mg/L & 10 - 200 mg/L SO_3^{2-}
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, botella, hoja de instrucciones y caja de transporte.