



Alkalinity Test Kit, Model AL-AP

de producto:

2444301

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Provocada por la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos, Hidróxidos y otras sales disueltas, la Alcalinidad es importante para los procesadores de alimentos y bebidas, para los operadores de calderas y los biólogos acuáticos.

Método: valoración con cuentagotas

Provocada por la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos, Hidróxidos y otras sales disueltas, la Alcalinidad es importante para los procesadores de alimentos y bebidas, para los operadores de calderas y los biólogos acuáticos. El kit utiliza el método de valoración por recuento de gotas y contiene 100 tests.

Método de valoración sencillo y económico

El robusto kit contiene todos los reactivos, soluciones y material de vidrio necesarios

Especificaciones

Incremento mínimo:	5
	20
Método:	Valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico
Modelo de Test Kit:	AL-AP, MG-L
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.
Número de tests:	100
Parámetro:	Alcalinidad: (P) y total (MO) como CaCO ₃
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L
Tpo de carcasa:	B