



## Kit de prueba de peróxido de hidrógeno, Modelo HYP-1

# de producto:

2291700

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El kit de prueba de peróxido de hidrógeno, Modelo HYP-1 (como H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) utiliza titulación por conteo de gotas y contiene aproximadamente 100 pruebas.

**Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico**

**El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno**

### Especificaciones

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido de la caja: | Incluye tres reactivos, frasco, celda de muestra, tubo de medición, cuentagotas, hoja de instrucciones y caja de transporte. |
| Incremento mínimo:    | 0.2                                                                                                                          |
|                       | 1                                                                                                                            |
| Método:               | Drop count titration/<br>Thiosulfate                                                                                         |
| Modelo de Test Kit:   | HYP-1                                                                                                                        |
| Número de tests:      | 100                                                                                                                          |
| Parámetro:            | Hydrogen Peroxide - As H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                                                         |
| Plataforma:           | Drop Count Titration                                                                                                         |
| Rango de medición:    | 0,2 - 2,0 mg/L & 1 - 10 mg/L                                                                                                 |
| Tpo de carcasa:       | D                                                                                                                            |

### Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, celda de muestra, tubo de medición, cuentagotas, hoja de instrucciones y caja de transporte.