



Be Right™



Kit de prueba de cloro (total), Modelo CN-65

de producto:

225401

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El cloro no solo es el desinfectante más utilizado para el agua potable; también es importante para sanear piscinas, torres de refrigeración, otros equipos industriales y en el tratamiento de las aguas residuales municipales. La medición y el control del cloro son vitales para la seguridad

Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tres reactivos, tubo, botella, frasco, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.2
Método:	1 Drop count titration/ Thiosulfate
Modelo de Test Kit:	CN-65
Número de tests:	100
Parámetro:	Chlorine, mid and high range - As Total Cl ₂
Pasos de incremento mínimos:	1
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	0,2 - 4,0 mg/L & 1 - 20 mg/L
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, tubo, botella, frasco, hoja de instrucciones y caja de transporte.