



Kit de prueba de hipoclorito, Modelo CN-HR

de producto:

2687200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Este kit utiliza el sencillo y económico método de titulación por conteo de gotas para determinar las concentraciones de la solución de hipoclorito de rango alto (soluciones de blanqueador). Rango: 5-15%, contiene 100 pruebas.

Método de titulación simple y económico

El kit contiene todos los reactivos, soluciones y material de vidrio necesarios

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tres reactivos, frasco, cuentagotas, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.5%
Método:	Drop count titration/ Thiosulfate
Modelo de Test Kit:	CN-HR
Número de tests:	100
Parámetro:	Hypochlorite, high range - (Bleach) As Cl_2
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	50 - 150 g/L Cl_2 (5-15%)
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, cuentagotas, hoja de instrucciones y caja de transporte.