



Be Right™



## Kit de prueba de acondicionamiento de agua, Modelo SO-1

# de producto: 225300

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este articulo ya no esta disponible.

"Demo" de dureza/jabón para material de apoyo para ventas en acondicionamiento de agua. Utilice métodos de conteo de gotas para demostrar la relación entre la dureza y el consumo de jabón. Nota: aunque entrega una verificación rápida de la relación entre dureza y jabón, es menos exacto que la titulación

**Utiliza métodos de conteo de gotas para demostrar la relación entre la dureza y el consumo de jabón.**

**Entrega una verificación sencilla, económica y rápida**

**El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye solución jabonosa, tubo de prueba, tapón y hoja de instrucciones.
Parámetro:	Soap Demonstration
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	1 - 20 gpg

---

### Contenido de la caja

Incluye solución jabonosa, tubo de prueba, tapón y hoja de instrucciones.