



Be Right™



Kit de prueba de cloruro, Modelo CD-51

de producto:

208601

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El cloruro, que se encuentra prácticamente en todas las aguas naturales, afecta el gusto del ser humano sobre los 250 mg/L. Los niveles altos inhiben el crecimiento de las plantas y en muchos procesos industriales se debe restringir la concentración de cloruro. El kit del modelo CD-DT, de rango múltiple, incluye la botella de desmineralizador

Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Incremento mínimo:	500
	5000
Método:	Drop count titration/ Silver nitrate
Modelo de Test Kit:	CD-51
Nota al pie:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = $\mu\text{g/L}$, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Chloride - As Cl^-
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	500 - 10000 mg/L & 5000 - 100000 mg/L Cl^-
Tpo de carcasa:	B