



Be Right™



## Kit de pruebas de dióxido de carbono, modelo CA-DT

# de producto:

2064100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío



Con el titulador digital de Hach, el kit de modelo CA-DT se utiliza para determinar las concentraciones de dióxido de carbono. El kit incluye: titulador digital, reactivos e instrumentos básicos de laboratorio, manual y maletín de transporte. Rango: de 10,1 a 4000 mg/L. Contiene aproximadamente 50 pruebas.

**El titulador digital de Hach ofrece niveles de precisión y exactitud superiores a los procedimientos por cuenta gotas, con una reproducibilidad comparable a una titulación con bureta.**

**El resistente dispositivo de titulación es ideal para el uso en campo y no requiere buretas de vidrio.**

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tres reactivos, frasco, titulador digital, tubo de suministro, cilindro, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1, 2.0
Método:	Digital Titrator/  Sodium hydroxide  Phenolphthalein
Modelo de Test Kit:	CA-DT
Nota al pie:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. 1EPA-accepted for wastewater. Check with your regulatory agency.
Número de tests:	50
Parámetro:	Carbon Dioxide - As CO <sub>2</sub>
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 1,000 mg/L CO <sub>2</sub>
Tpo de carcasa:	F

### Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, titulador digital, tubo de suministro, cilindro, hoja de instrucciones y caja de transporte.