



Test kit, acidez, modelo AC-DT

de producto: 2064000
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



La presencia de ácidos minerales, sales de ácidos fuertes o dióxido de carbono libre suele causar acidez. En las aguas superficiales o subterráneas, la acidez puede formar sustancias naturales o contaminación industrial. Los niveles excesivos causan corrosión y puede ser perjudicial para los peces. Con el valorador digital de Hach, el kit del modelo AC-DT se utiliza para determinar las concentraciones de acidez. El kit incluye valorador digital, reactivos, utensilios de laboratorio, y maletín de transporte. Rango: 10 - 4000 mg/L. Contiene aproximadamente 100 tests.

El valorador digital de Hach ofrece mayor nivel de precisión que los procedimientos con cuentagotas, con una capacidad de reproducción comparable a la de una valoración con bureta

Este robusto dispositivo de valoración resulta ideal para uso en el campo, sin necesidad de emplear buretas de vidrio

Especificaciones

Método:	Valorador digital/hidróxido sódico
Modelo de Test Kit:	AC-DT
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.
Número de tests:	100
Parámetro:	Alcalinidad: (P o total) como CaCO ₃
Pasos de incremento mínimos:	0,1 - 1,10
Peso de envío (libras):	3,5
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4000 mg/L CaCO ₃
Tpo de carcasa:	F