



Be Right™



## Conjunto de equipos y utensilios, agua en aceite

# de producto: 2237300

Peligroso

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este articulo ya no esta disponible.



Test kit modelo WO-1

El test kit modelo WO-1 ofrece datos esenciales para la determinación de la calidad del aceite, el funcionamiento de los conductos para el aceite y el mantenimiento de motores diésel. El kit ha demostrado ser especialmente útil a bordo. El reactivo se envasa en viales monodosis y las partes que están en contacto con la muestra pueden desecharse, por lo que se elimina la tarea de limpieza.

**Mide los niveles bajos de agua en aceite**

**Proporciona datos esenciales en la determinación de la calidad del aceite, funcionamiento de los conductos de aceite y mantenimiento de motores diésel**

**El reactivo se envasa en viales monodosis y las partes que están en contacto con la muestra pueden desecharse, por lo que se elimina la tarea de limpieza**

---

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0.05%
	0.20%
Método:	Desplazamiento volumétrico/ hidruro de calcio
Modelo de Test Kit:	WO-1
Número de tests:	25
Parámetro:	Agua en aceite: como %
Peso de envío (libras):	3,5
Rango de medición:	0,05 - 1%
Tpo de carcasa:	no case