



## Tiras de control para arsénico EZ de rango alto, 0 - 4000 ppb

# de producto: 2822800  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

El kit de prueba más económico de Hach para la determinación de los niveles de arsénico.

**Kit sencillo y económico para la medición de los niveles de arsénico sobre el terreno**

**Ofrece resultados rápidos y fiables en 20 minutos**

---

### Especificaciones

Incremento mínimo:	Pasos: 0, 10, 25, 50, 250, 500 ppb
Modelo de Test Kit:	Tiras de control (EZ)‡
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Arsénico
Pasos de incremento mínimos:	Pasos: 0, 35, 75, 175, 500, 1500, 4000 ppb
Peso:	1,13 kg
Peso de envío:	2,5
Plataforma:	Test Strip
Rango de medición:	0 - 500 ppb como
Rango de medición (2):	0 - 4000 ppb como
Tpo de carcasa:	D