



Tiras de control para Amoníaco, 0-6,0 mg/l, 25 tests

de producto: 2755325
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Rango de medición: 0-0,25-0,50-1,0-3,0-6,0 mg/l; las tiras de control (test strips) son ideales en las pruebas preliminares para detectar la presencia de materiales que pueden interferir en las pruebas de laboratorio.

Especificaciones

Modelo de Test Kit:	Test Strips
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = $\mu\text{g/l}$; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	25
Parámetro:	Amoníaco, Nitrógeno, rango bajo: como $\text{NH}_3\text{-N}$, para agua potable
Pasos de incremento mínimos:	Medidas: 0, 0,25, 0,5, 1,0, 3,0, 6,0 ppm
Peso de envío (libras):	0,25
Plataforma:	Test Strip
Rango de medición:	0 - 6 ppm
Unidades:	25 tests