



m-Endo Agar LES, deshidratado 500 g

de producto:

2406634

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



m-ENDO Agar LES es un medio que se utiliza para el recuento de coliformes en agua usando el procedimiento de filtración de membrana.

Soluciones completas para pruebas en aguas para actividades recreativas

Hach ofrece una variedad de medios y equipos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a pruebas en usos para actividades recreativas.

Soluciones completas para el análisis de aguas residuales

Hach ha preparado medios y equipos convenientes para realizar

las pruebas en aguas residuales y agua no potable de manera rápida y sencilla.

Soluciones completas para pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método que un cliente elija para analizar muestras de

agua potable, Hach ha preparado medios y equipos convenientes para hacer

las pruebas de manera rápida y sencilla.

Especificaciones

Cantidad: 500 g

Media Type: m-Endo LES Agar